

## DESINFECTANT VIRUCIDE


**REFERENCE N°** XHYG024

**RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  
 CONCERNANT L'ENTREPRISE**

<b>Nom</b>	YOUNA International Medical Solution
<b>Adresse complète</b>	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
<b>Téléphone</b>	+41 22 252 41 20
<b>Site Internet</b>	www.youna-ims.com

**INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT**

<b>Dénomination commune</b>	Spray désinfectant		
<b>Dénomination commerciale</b>	Spray désinfectant virucide – sans parfum		
<b>Code nomenclature Cladimed</b>	N/A		
<b>Code LPPR* (ex TIPS si applicable)</b>	N/A		
<b>Classe du DM</b>			
<b>Directive de l'UE applicable</b>			
<b>Selon Annexe n°</b>	N/A		
<b>Numéro de l'organisme notifié</b>			
<b>Descriptif du dispositif</b>	Solution prête à l'emploi, sans alcool qui élimine efficacement les germes, champignons, virus et bactéries sur toutes surfaces non poreuses.		
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effet destructeur à 100% sur toutes les formes de virus existantes</li> <li>• Protection étendue contre les bactéries et les champignons</li> <li>• Spéciale désinfection matériels et surfaces non poreuses</li> <li>• Temps d'action : 3 minutes</li> <li>• Inodore</li> </ul>		
<b>Conditionnement / emballages</b>			
<b>Référence</b>	<b>UCD Unité de Commande</b>	<b>CDT Multiple de l'UCD</b>	<b>QML Quantité mini de livraison</b>
XHYG024	Paquet de	1 carton =	1 carton de
<b>Principaux composants et matériaux</b>			
<b>Présence de latex</b>	Non		
<b>Présence de produits d'origine animale ou biologique</b>	Non		
<b>Domaine et indication</b>	•		

## CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stockage	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abimé.
Durée de validité du produit	5 ans

## CONSEILS D'UTILISATION

Performance	Hygiène
Contre-indications	Les personnes allergiques à l'un des composants du produit
Péréemption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

## MODE D'EMPLOI

- 1 Vaporisez directement le produit sur toute la surface à traiter à une distance de 20-30cm ou appliquer sur la surface à traiter à l'aide d'un tissu propre et absorbant.
- 2 Laisser agir 3 minutes
- 3 Ne laisse aucunes traces

### NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.