

# BLOUSE VISITEUR NON TISSEE AVEC SCRATCH - BLANC



## RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT L'ENTREPRISE

Nom	YOUNA International Medical Solutions
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

REFERENCE N° M2101

## INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Blouse visiteur avec scratch
Dénomination commerciale	Blouse visiteur XL Non Tissée avec Scratch XL Blanche
Code nomenclature Cladimed	N/A
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A
Classe du DM	Classe I
Directive de l'UE applicable	93/42/EEC en incluant la directive 2007/47/CE
Selon Annexe n°	N/A
Numéro de l'organisme notifié	AUTO
Descriptif du dispositif	Blouse visiteur non-tissé à usage unique. Fermeture à scratch.

### Caractéristiques

- Matériel : 100% Polypropylène
- Couleur : Blanc
- Poids : 25g/m2 (+/-2g/m2)
- Taille : XL
- Longueur/Largeur : 105/140 cm (+/-5%)
- Scratch : 3x2 cm
- Poignets à élastique : 6/7 cm
- Elle se ferme aisément à l'aide de scratch
- Elle assure une protection optimale avec ses élastiques aux poignets

### Conditionnement / emballages

Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l'UCD	QML Quantité mini de livraison
M2101	Sachet de 1 unité	1 carton = 150 sachets de 1 unité	1 carton de 150 unités

Principaux composants et matériaux	Polypropylène
Présence de latex	Non
Présence de produits d'origine animale ou biologique	Non
Domaine et indication	Habillement qui protège le patient, le personnel ou le visiteur contre les risques infectieux et les transmissions de micro-organisme.

## CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stockage	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abimé.
Durée de validité du produit	5 ans

## CONSEILS D'UTILISATION

Performance	Enfiler la blouse, l'ajuster puis fermer les scratches en les pressant.
Contre-indications	Les personnes allergiques à l'un des composants du produit
Péremption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

### NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.