

## COMBINAISON A CAPUCHE NON TISSE - BLANC



REFERENCE N°4001

**RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  
 CONCERNANT L'ENTREPRISE**

Nom	YOUNA International Medical Solutions
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

**INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT**

Dénomination commune	Combinaison
Dénomination commerciale	Combinaison Non Tissée avec capuche Blanche
Code nomenclature Cladimed	N/A
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A
Classe du DM	Classe I
Directive de l'UE applicable	93/42/EEC en incluant la directive 2007/47/CE
Selon Annexe n°	N/A
Numéro de l'organisme notifié	AUTO
Descriptif du dispositif	Combinaison avec capuche élastiquée non tissée. Fermeture à glissière. Élastiques de serrage aux poignets.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matériel : 100% Polypropylène</li> <li>• Couleur : Blanche</li> <li>• Poids : 25g/m2 (+/-2g/m2)</li> <li>• Taille : XL</li> <li>• Longueur/Largeur : 160/80 cm (+/-5%)</li> <li>• Fermeture : A glissière</li> <li>• Poignets à élastiques : 6/7 cm</li> <li>• Matière hydrophobe respirante, empêchant la surchauffe et la transpiration</li> <li>• Elle assure une protection optimale de la tête jusqu'aux chevilles grâce à sa capuche et ses élastiques.</li> </ul>

## Conditionnement / emballages

Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l'UCD	QML Quantité mini de livraison
M4001	Sachet de 1 unité	1 carton = 100 sachets de 1 unité	1 carton de 100 unités

Principaux composants et matériaux	Polypropylène
Présence de latex	Non
Présence de produits d'origine animale ou biologique	Non
Domaine et indication	Habillement qui protège contre les risques infectieux et les transmissions de micro-organismes.

## CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stockage	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abimé.
Durée de validité du produit	5 ans

## CONSEILS D'UTILISATION

Performance	Équipement à usage unique, protection hygiène
Contre-indications	Les personnes allergiques à l'un des composants du produit
Péremption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

### NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.