

## DRAPS D'EXAMEN – BLANC



REFERENCE N° xxx

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  
CONCERNANT L'ENTREPRISE

Nom	YOUNA International Medical Solutions
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

## INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Draps d'examen Ouate de Cellulose
Dénomination commerciale	Draps d'examen Ouate de Cellulose
Code nomenclature Cladimed	E51DD01
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A
Classe du DM	Classe I
Directive de l'UE applicable	/
Selon Annexe n°	N/A
Numéro de l'organisme notifié	/

**Descriptif du dispositif** Le drap d'examen est une pièce de tissu destinée à recouvrir la surface d'examen. Il offre une hygiène et protection pour les tables d'examen. Il est prédécoupé pour une utilisation simplifiée, apporte du confort aux patients et réduit les risques de contaminations.

<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matériel : Ouate de Cellulose</li> <li>• Couleur : Blanc</li> <li>• Métrage : 38 x 50 cm</li> <li>• Grammage : 2 x 18 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Nombre de feuilles : 132 feuilles</li> <li>• Diamètre du mandarin : 5 cm</li> </ul>
-------------------------	---

## Conditionnement / emballages

Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l'UCD	QML Quantité mini de livraison
xxx	9 rouleaux	1 carton = 9 rouleaux	1 carton de 9 rouleaux

<b>Principaux composants et matériaux</b>	Ouate de Cellulose
<b>Présence de produits d'origine animale ou biologique</b>	Non
<b>Domaine et indication</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisé principalement dans le domaine médical et paramédical mais également dans le milieu de l'esthétique.</li> <li>• Conçu pour recouvrir les tables d'examen. Ce matériel de protection est généralement fabriqué à partir de matériaux légers, résistants et imperméables.</li> </ul>

## CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stockage	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abîmé.
Durée de validité du produit	5 ans

## CONSEILS D'UTILISATION

Performance	Équipement à usage unique, protection hygiène
Contre-indications	Les personnes allergiques à l'un des composants du produit
Péremption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

## MODE D'EMPLOI

- 1 Assurez-vous que la surface soit propre et sèche avant de poser le drap.
- 2 Disposez le drap sur la surface d'examen en veillant à ce qu'il recouvre entièrement la zone où le patient sera installé.
- 3 Remplacer systématiquement le drap entre chaque patient pour assurer une hygiène parfaite et prévenir la propagation des germes.

### NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.