

DRAPS D'EXAMEN PLASTIFIE – BLEU



RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT L'ENTREPRISE

Nom	YOUNA International Medical Solutions
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

REFERENCE N° YT01003

INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Draps d'examen
Dénomination commerciale	Draps d'examen plastifié bleu
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A
Classe du DM	Classe I
Selon Annexe n°	N/A

Descriptif du dispositif Le drap d'examen est une pièce de tissu destinée à recouvrir la surface d'examen. Il offre une hygiène et protection pour les tables d'examen. Il est prédécoupé pour une utilisation simplifiée, apporte du confort aux patients et réduit les risques de contaminations.

Caractéristiques

- Matériel : Ouate plastifiée
- Couleur : Bleu
- Métrage : 38 x 50 cm
- Nombre de feuilles : 180 feuilles

Conditionnement / emballages

Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l'UCD	QML Quantité mini de livraison
YT01003	6 rouleaux	1 carton = 6 rouleaux	1 carton de 6 rouleaux

Principaux composants et matériaux Ouate plastifiée

Présence de produits d'origine animale ou biologique Non

Domaine et indication

- Utilisé principalement dans le domaine médical et paramédical mais également dans le milieu de l'esthétique.
- Conçu pour recouvrir les tables d'examen. Ce matériel de protection est généralement fabriqué à partir de matériaux légers, résistants et imperméables.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stockage	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abîmé.
Durée de validité du produit	5 ans

CONSEILS D'UTILISATION

Performance	Équipement à usage unique, protection hygiène
Contre-indications	Les personnes allergiques à l'un des composants du produit
Péremption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

MODE D'EMPLOI

- 1 Assurez-vous que la surface soit propre et sèche avant de poser le drap.
- 2 Disposez le drap sur la surface d'examen en veillant à ce qu'il recouvre entièrement la zone où le patient sera installé.
- 3 Remplacer systématiquement le drap entre chaque patient pour assurer une hygiène parfaite et prévenir la propagation des germes.

NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.