

SERVIETTES JETABLES - BLANC


**RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
CONCERNANT L'ENTREPRISE**

Nom	YOUNA International Medical Solution
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

REFERENCE N° XLJ0161Q

INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Serviettes jetables		
Dénomination commerciale	Serviettes jetables blanches en tissu non tissé		
Code nomenclature Cladimed	N/A		
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A		
Classe du DM	Classe I		
Directive de l’UE applicable			
Selon Annexe n°	N/A		
Numéro de l'organisme notifié			
Descriptif du dispositif	Ces serviettes jetables en Spunlace, offrent une absorption optimale pour une utilisation quotidienne. Pratiques et hygiéniques, elles simplifient le nettoyage.		
Caractéristiques	• Matériel : Tissu non tissé • Dimensions : 30x40 cm • Couleur : Blanc • En ISO : • • •		
Conditionnement / emballages			
Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l’UCD	QML Quantité mini de livraison
XLJ0161Q	Paquet de 50 unités	1 carton =	1 carton de
Principaux composants et matériaux		Tissu non tissé	
Présence de latex		Non	
Présence de produits d’origine animale ou biologique		Non	
Domaine et indication		• Idéal pour protéger le plan de travail pour les soins en esthétique, mais également utilisé dans les centres médicaux ainsi que dans l’hôtellerie.	

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stockage	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abîmé.
Durée de validité du produit	5 ans

CONSEIL D'UTILISATION

Performance	Equipement à usage unique, protection hygiène
Contre-indication	Les personnes allergiques à l'une des composantes du produit
Péremption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.